

Aktivitetsbøyle

MONTERING AV BESLAG


1.



Monteringsbeslag
til aktivitetsbøyle



Mobil base



2.



Trekk plaststopperen ut



Plasser beslaget slik at
festet for aktivitetsbøylen
er på utsiden av rammen

3.



Du kan nå tre aktivitetsbøylen ned i festene og stramme. Beslagene gjør det enkelt å ta aktivitetsbøylen på og av etter behov. Mobilbasen passer gjennom vanlige dørkarmen selv med beslagene på.